



INSTITUTO DE HEMATOPATOLOGÍA

Parcela 52, Purísima de Cubos
Mpio. de Colón, Querétaro
C.P. 76290

Tel. (419) 292 2145
292 2146
292 2147

correo electrónico:
lab.histologia@avlsociety.com
www.hematologia.com.mx

INSTRUCTIVO PARA ENVÍO DE MUESTRAS PARA LABORATORIO DE HISTOLOGÍA

BIOPSIAS Y PIEZAS QUIRÚRGICAS

Deben venir inmersas en 20 a 50 veces su volumen de **solución de *formol amortiguado al 10%***, cuya preparación se detalla a continuación:

Formaldehído 37-40%	100 mL
Agua destilada	900 mL
Fosfato de sodio monobásico	4.0 g
Fosfato de sodio dibásico (anhidro)	6.5 g

También puede enviar bloques de parafina con tejidos ya incluidos.

OTROS ESTUDIOS

Si tiene alguna duda, por favor contacte al encargado del laboratorio.